

大庆市第二医院 关于部分检验试剂采购项目(第五批次) 第一次招标公告

一、项目基本情况

(一) 项目名称：大庆市第二医院关于部分检验试剂采购项目

(二) 项目编号：DEC2024018

(三) 采购方式：竞争性谈判

(四) 采购规则：本次采购报名供应商满足我院采购需求的条件下，以同质低价中标原则。

二、采购需求

(一) 商务需求：

1、供应商具备独立法人资格和独立承担民事责任能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有良好的履行合同记录；在经营活动中没有重大违法记录；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具备完善供货及售后服务能力或提供专业技术服务能力。

2、供应商供应试剂具备的资质包括：生产企业生产许可证、医疗器械注册证、医疗器械经营许可证及货品信息证明等。

3、供应商具有行业准入资格，相应资质证件。

4、供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 5、合同期内按医院采购计划需求及时供货，按实际使用量结款。
- 6、供应商须具备符合行业标准的冷链运输条件。
- 7、供应商具备检验设备校准的服务能力。

(二) 采购货品明细和采购需求见附表（附件1）

三、响应文件格式：

(一) 文件要求：一本正本、二本副本均加盖公章，装订成册。

(二) 文件封面须有以下内容：

- 1、谈判公司全称及正本或副本标识。
- 2、谈判项目名称和谈判文件中的采购项目一致。
- 3、谈判公司联系人及联系方式。

(三) 响应文件内首页应为目录及对应页码（目录中的内容顺序应与响应文件所包含的项目一致）。

四、报名须知：

(一) 谈判价格及中标价格均为税后价格。报名需符合资格条件，并提供以下资料：

- 1、提供有效的企业法人营业执照、开户许可证等复印件并加盖企业公章。
- 2、法人身份证复印件。
- 3、委托代理人需提供本人身份证复印件及本项目的法人授权委托书（授权委托书需要法人签字或法人公章）。
- 4、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。
- 5、说明：以上报名文件要求全部加盖公章。

(二) 响应供应商需满足标段内全部货品报价。

(三) 报名时间：2024年12月10日9时—2024年12月13日9时（双

休日及法定假日除外)。

(四) 报名电话：大庆市第二医院 电话：0459-5200399

(五) 谈判时间：另行通知。

(六) 谈判地点：大庆市第二医院(大庆市红岗区解放一街29号)

(七) 谈判代表(法人或法人委托人)请在开标时间前10分钟携带身份证和公章到达会场签到(签到时查验身份证件)。

(八) 项目咨询：大庆市第二医院医教科联系电话0459-5201879

五、注意事项：

(一) 本项目采购公告发出后，如有变更(如：变更通知、项目暂停通知等)，将在“大庆市第二医院官网”告知所有参与本项目的供应商，供应商应主动查看。

(二) 响应供应商要仔细阅读本公告，符合条件即可报名参与。

附件1:

序号	试剂名称	规格	单位	预算单价(元)	备注
1	尿沉渣计数板		块	0.72	用于尿沉渣定量计数
2	一次性使用标本杯(尿杯)	40ml (中号)	只	0.07	透明,具有一定硬度
3	小痰盒	20ml	个	0.40	带螺旋盖
4	一次性使用痰杯	40ml	个	1.20	带螺旋盖
5	一次性使用玻璃试管	12*75	支	0.18	透明度高
6	一次性使用离心管	1.5ml	只	0.11	
7	一次性使用离心管	10ml	只	0.80	用于尿液离心,透明,能耐4000转/分钟转速。螺旋盖。
8	一次性使用拭子		支	0.68	咽拭子
9	一次性使用吸管	3ml	只	0.10	
10	一次性使用微量采血吸管	20ul	桶(100支)	28.50	
11	一次性使用无菌吸管	3ml	500支/盒	160.00	
12	一次性使用冻存管	1.8ml	只	0.40	低温冻存管用在超低温冰箱(最低-80°C)内保存,
13	冷冻管盒		支	0.55	
14	一次性无菌接种环	支	支	2.70	带样品
15	一次性使用样品杯	B1005	支	0.28	
16	微量移液器吸头	7.4*70mm	支	0.60	
17	吸头盒	6*52	个	13.18	
18	一次性使用吸头	10ul	只	0.07	
19	一次性使用吸头	200ul	个	0.07	匹配TopPette移液器
20	手动单道可调移液器	0.5-10ul	支	480.00	
21	手动单道可调移液器	20-200ul	支	256.50	可借助工具拆卸紫外线消毒
22	手动单道可调移液器	100-1000ul	支	342.00	可借助工具拆卸紫外线消毒
23	手动单道可调移液器	1000-5000ul	支	480.00	可借助工具拆卸紫外线消毒
24	手动8道可调式移液器	0.5-10微升	支	1780.00	可借助工具拆卸紫外线消毒
25	手动8道可调式移液器	5-50微升	支	1780.00	可借助工具拆卸紫外线消毒
26	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法)		人份	10.58	中标试剂要在黑龙江省和国家临检中心室间质评入组。灵敏度和特异性均达到96%以上。提供试用装

27	丁型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法)		人份	7.83	中标试剂要在黑龙江省和国家临检中心室间质评入组。灵敏度和特异性均达到96%以上。提供试用装
28	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)		人份	13.68	<p>样本：血清、血浆。</p> <p>方法学：胶体金免疫层析法。</p> <p>储存条件：2-30度，密封干燥。有效期不少于24个月。</p> <p>阴性符合率：用国家参考品进行测定，阳性符合率(-/-)应为$\geq 18 / 20$。或经国家参考品标化的企业阴性参考品进行测定，阴性符合率应为100%。</p> <p>阳性符合率：用国家参考品进行测定，阳性符合率(-/-)应为$20 / 20$。或经国家参考品标化的企业阳性参考品进行测定，阳性符合率应为100%。</p> <p>精密度：用国家参考品或经标化的企业参考品进行检定：平行测定10次，结果应为阳性，显色均一。</p> <p>提供试用装</p>
29	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法)		人份	10.26	<p>样本：血清、血浆。方法学：胶体金免疫层析法</p> <p>储存条件：2-30度，密封干燥。有效期不少于24个月。</p> <p>阳性符合率：用国家参考品或经标化的企业参考品进行检定：20份阳性参考品假阴性不得多于1份</p> <p>阴性符合率：用国家参考品或经标化的企业参考品进行检定：20份阴性参考品假阳性不得多于1份</p> <p>灵敏度：用国家参考品或经标化的企业参考品进行检定：</p> <p>L1：1:8检出结果为阳性，1:16可阳性或阴性；</p> <p>L2：1:64检出结果为阳性，1:128可阳性或阴性</p> <p>精密度</p> <p>用国家参考品或经标化的企业参考品进行检定：平行测定10次，结果应为阳性，显色均一抗干扰</p> <p>1、乙肝、HIV、甲肝、庚肝、戊肝、类风湿因子、红斑狼疮标本不会对测试结果产生干扰；</p> <p>2、以下物质浓度范围内不会产干扰：</p> <p>血红蛋白$\leq 5.0\text{g/L}$；胆红素$\leq 342.0\mu\text{mol/L}$；甘油三酯$\leq 28.2\text{mmol/L}$；胆固醇$\leq 20.7\text{mmol/L}$</p> <p>提供试用装</p>
30	丙型肝炎病毒抗体检测试剂(胶体金法)				<p>阳性符合率：用国家参考品或经国家参考品标化的企业参考品进行检定：10份阳性参考品，阴性不得多于1份</p> <p>阴性符合率：用国家参考品或经国家参考品标化的企业参考品进行检定：20份阴性参考品，阳性不得多于2份。</p> <p>灵敏度：用国家参考品或经国家参考品标注的企业参考品进行检定：L1应为阳性，L2可检出阳性或阴</p>

					<p>性, L3应为阴性</p> <p>精密度: 用国家参考品或经国家参考品标化的企业参考品进行检定: 平行测定10次, 结果应为阳性, 显色均一。稳定性: 37℃不少于10天, 阴、阳性符合率、灵敏度、精密性均应符合要求。</p> <p>抗干扰</p> <p>1、甲肝、乙肝、丙肝、HIV、类风湿因子阳性血清均不产生交叉反应。</p> <p>2、以下物质浓度范围内不会产生干扰: 血红蛋白≤5.0g/L; 胆红素≤342.0umol/L; 甘油三酯≤28.2mmol/L; 胆固醇≤20.7mmol/L</p> <p>提供试用装</p>
31	肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(金标法)		人份	11.97	<p>试剂稳定, 常温储存。灵敏度高, 结果清晰易于判断, 抗干扰能力强。</p> <p>阴性符合率: 用10份 MP - IgM 抗体阴性质控品检测, 检测结果不得出现阳性。</p> <p>阳性符合率: 用10份 MP - IgM 抗体阳性(包括强、中、弱阳性)质控品检测, 检测结果不得出现阴性。</p> <p>最低检测限: 将 MP - IgM 抗体中阳性质控品稀释至1:8进行检测, 检测结果应为阳性。重复性: 用 MP - IgM 抗体重复性质控品平行检测10次, 相应反应结果均为阳性, 显色度均一。</p>
32	心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶检测试剂盒(胶体金法)		人份	85.00	<p>试剂稳定, 常温储存。特异性高, 结果清晰易于判断, 抗干扰能力强。</p>
33	鲜羊血		ml	2.00	
34	氧化发酵培养基OF		支	1.00	
35	一次性使用培养皿	90mm	块	0.80	
36	麦康凯琼脂培养基	大于200g	瓶	98.00	<p>有效期不低于2年, 麦康凯分隔琼脂平板: 麦康凯琼脂部分接种大肠埃希氏菌生长良好, 呈红色菌落。</p>
37	细菌微量生化反应管系列		支	1.38	
38	O1群霍乱弧菌诊断血清3种	1ml*11瓶	套	1320.00	
39	沙门氏菌属诊断血清	1ml*30	套	2700.00	
40	中国兰玫瑰酸琼脂	大于或等于250g	瓶	235.00	<p>有效期不低于24个月。</p>
41	TCBS琼脂	大于或等于250g	瓶	198.00	<p>有效期不低于24个月</p>
42	琼脂培养基	大于或	瓶	8.00	<p>用于一般细菌增菌使用。</p>

		等于 250g			
43	营养肉汤培养基		支	7.50	有效期不低于24个月。用于一般细菌增菌
44	肠道致病性大肠艾希氏菌诊断血清	1ml*18 瓶	盒	1900.0 0	
45	革兰氏染色液（快速法）		ml	0.54	试剂稳定性好，效期2年以上，染色清晰。
46	革兰染色液	大于或 等于 100ml	ml	2.50	染色清晰，常温储存，提供试用装。
47	血琼脂平板	90mm	块	7.00	于2℃ -8℃储存，有效期不低于6个月。将未进行接种的培养基直接温育培养，无菌落生长
48	巧克力色血琼脂平板（嗜血型）	70mm	块	8.00	于2℃-8℃储存，有效期不低于6个月。[产品性能指标] 1. 无菌性：将未进行接种的培养基直接温育培养，无菌落生长。2. 生长性能：嗜血型：流感嗜血杆菌培养48小时生长良好。
49	巧克力琼脂培养基（不加抗生素）	70mm	块	8.00	于2℃-8℃储存，有效期不低于6个月， [产品性能指标] 1. 无菌性：将未进行接种的培养基直接温育培养，无菌落生长。
50	巧克力琼脂培养基（不加抗生素）	90mm	块	8.00	
51	121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡		测试	0.18	
52	擦镜纸	100张	本	4.05	
53	香柏油		ml	0.41	
54	压力蒸汽灭菌生物指示剂		测试	20.00	
55	热敏打印纸	57*40	卷	5.30	
56	定性滤纸	15cm	张	0.29	
57	载玻片		片	0.15	厚度1.0-1.2mm之间，带三分之一磨砂端和不带磨砂。
58	盖玻片	24mm*32 mm	片	0.08	
59	细菌干粉培养基系列	大于或 等于 250g	瓶	68.00	用于细菌培养肉汤的制备
60	0.1%硫代硫酸钠营养肉汤洗脱液		ml	1.50	有效期不低于24个月